

Förteckning ICD-dosor och elektroder

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Standardval vid nyimplantation:

Dosor och elektroder för standardval finns hemma, vid val av andra produkter från förteckningen (tex DF-1-fattning vid dosbyte) måste dessa beställas hem.

Välj Medtronic i första hand pga distanssupport vid implantation.

Välj Abbot/SJM vid CRT-D och om patienten har lång QT-tid alt HCM med höga T-vågor.

Enkammar ICD (MR-conditional helkropp):

1. Medtronic Evera S VR + Sprint Quattro 6935M
2. Abbot/SJM Ellipse VR + Optisure LDA 210Q

Tvåkammar ICD (MR-conditional helkropp):

1. Medtronic Evera S DR + Capsurefix 4076 + Sprint Quattro 6935M
2. Abbot/SJM Ellipse DR + Tendril STS 52 cm+ Optisure LDA210Q

CRT-D:

SJM Quadra Assura MP+ Tendril STS 52 cm + Optisure LDA210Q+ Quartet 1458Q

Enkammaridosor (SR)

Modell	Tillverkare	Fattning	Observanda
Evera S VR DVMC3D4	Medtronic	DF-4	Används vid nyimplantation, MR kompatibel
Evera S VR DVBC3D1	Medtronic	DF-1	Används vid vid dosbyte om pat har ICD-elektrod m DF-1 fattning,
Ellipse VR CD1377-36QC	SJM/Abbot	DF-4	Används vid nyimplantation. MR cond.
Fortify Assura VR CD1359-40C	SJM/Abbot	DF-1	Används vid vid dosbyte om pat har ICD-elektrod m DF-1 fattning.

Tvåkammaridosor (DR)

Modell	Tillverkare	Fattning		Observanda
		A	RV	
Evera S MRI DR DDMC3D4	Medtronic	IS-1	DF-4	Används vid nyimplantation, MR-cond
Evera S DR DDBC3D1	Medtronic	IS-1	DF-1	Används vid vid dosbyte om pat har ICD-elektrod m DF-1 fattning
Ellipse DR CD2377-36QC	SJM/Abbot	IS-1	DF-4	Används vid nyimplantation, MR-cond
Fortify Assura DR CD2359-40C	SJM/Abbot	IS-1	DF-1	Används vid vid dosbyte om pat har ICD-elektrod m DF-1 fattning

CRT-D-dosor

OBS! Ytterligare dosor finns att beställa beroende på kombinationen DF1/DF-4/IS-1/IS-4 vid dosbyte. Kontakta företagen vid osäkerhet.

Modell	Tillverkare	Fattning			Observanda
		A	RV	LV	
Quadra Assura MP CD3371-40QC	SJM/Abbot	IS-1	DF-4	IS-4	Används vid nyimplantation, MR-komp
Brava CRT-D DTBC2D1	Medtronic	IS-1	DF-1	IS-1	Anv vid dosbyte

Elektroder Förmak

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Tendril STS 2088 TC	52 cm	SJM/Abbot	IS-1	Aktiv bipolär, MR-cond.
Capsurefix 4076	52 cm	Medtronic	IS-1	Aktiv bipolär, MRI-cond.

Elektroder ICD-elektrod (RV)

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Optisure LDA 210Q	58 cm	SJM/Abbot	DF-4	Aktiv, enkelcoil
Sprint Quattro 6935M	62 cm	Medtronic	DF-4	Aktiv, enkelcoil

Elektroder: Vänsterkammare

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Quartet 1458Q	86 cm	SJM/Abbot	IS-4	Fyrpolig till CRT-D
Quickflex Micro 1258T	86 cm	SJM/Abbot	IS-1	Bipolär till CRT-P

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.