

Rutin
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område: Provtagning och diagnostik
Giltig fr.o.m: 2019-09-23
Giltig t.o.m: 2021-09-23
Faktaägare: Marietta Rindhagen, Områdesansvarig
Fastställd av: Kim Ekblom, Metodansvarig läkare
Revisions nr: 1
Identifierare: 135506



Provtagningsanvisning U-Njurstatus

Utförs på:
Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö



1 Indikation

Diagnostik och uppföljning av glomerulär och tubulär njurskada.
Observera att diagnostik av U-M-komponenter (Bence Jones Proteinuri) inte ingår i detta paket, om så önskas ska paketet U-M-komponent beställas.

2 Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

3 Provtagning och provhantering

Urin: Urinrör, vakuum (beige kork).
Förvaring: Urin hållbar 2 dygn i rumstemperatur, 6 dygn vid 2-8°C.
Förvaring i frys rekommenderas ej.

4 Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

5 Analysfrekvens

Vardagar
U-Njurstatus ingår ej i akutsortimentet.

6 Referensintervall, beslutsgräns

V.g. se respektive analys.

7 Bedömning

Utlåtande om glomerulär och tubulär proteinuri lämnas.

8 Kod

U-Albumin/Krea kvot	NPU28842
U-IgG/Krea kvot	NPU28868
U-Protein HC/Krea kvot	NPU28871
U-Kreatinin	NPU09102