

Akantamöbaodling

Gäller för: Ögonkliniken

Indikation:

Svåra keratiter (som inte svarar på sedvanlig antibiotikabehandling). Obs kontaktlinsbärare.

Material:

Utanför mikrobiologen står ett kylskåp. I en plastburk ligger provtagningsrör som innehåller en saltlösning. Obs ! Kolla sista förbrukningsdagen på röret. Sterilt rostfritt knivblad (beaver). Finns i behandlingsrummet på ögonmott.

Provtagning:

Bedöva ögat med BNX Oxibuprokain. 0.4 % utan konserveringsmedel. Skrapa på kornea med knivbladet som sedan läggs i provröret. Förvaras i rumstemp efter provtagning. Märk röret med pat namn + personnr. Lämnas omgående till mikrobiologen som ombesörjer vidare transport till Lund.

Remiss:

Remiss i Cambio Cosmic - mikrobiologen - "allmän odling konjunktiva" - skriv på remissen: Akantamöbaväxt?

Övrigt:

Ej optimalt att ta provet med bomullspinne.
Negativt svar tar ca 15 dagar. Direktnr till mikrobiologen i Lund 046 – 173267
Det går att skicka lins och linsbehållare för odling.
På mikrobiologen i Växjö finns personal dagtid kl 8 – 16. Lör – sönd – helgdag kl 10-12

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.