

Efterbeställning av analyser

Med efterbeställning avses beställning av analys i efterhand då provet finns på laboratoriet. Detta görs genom att beställande enhetens personal ringer laboratoriet. För hantering på laboratoriet se [FlexLab, Tillbeställningar](#).

Efterbeställning kan endast göras under förutsättning att lämpligt provrör finns och att hållbarheten ej är överskriden.

På prover tagna i mikrorör kan inga tillbeställningar göras efter att någon analys utförts. Skickeprover kan inte tillbeställas på rör som vi analyserat på, utan måste tas i separat rör.

Efterbeställning kan göras upp till **8 timmar efter provtagningen om provet är centrifugerat inom 4 h** (gäller endast analyser som ska centrifugeras), med följande undantag:

	Analys	Efterbeställning
P-	Alfa-1-Fetoprotein	Nej
P-	Ammoniumjon	Nej
P-	Antitrombin	Max 4 h efter provtagning, måste vara centrifugerat inom 1 h
P-	APT-tid	Max 4 h efter provtagning, måste vara centrifugerat inom 1 h
B-	Blodstatus	Nej om B-SR (Ej Westergren) analyserats tidigare på röret
Csv-	Celler	Nej
B-	Cyklosporin	Nej
P-	D-dimer	Max 4 h efter provtagning, måste vara centrifugerat inom 1 h
U-	Droger (screen)	Nej
P-	Fibrinogen	Max 4 h efter provtagning, måste vara centrifugerat inom 1 h
P-	Folat	Max 2 h efter provtagning
P-	hCG + betakedja	Nej
P-	Homocystein	Måste vara centrifugerat inom 1 h
P-	Järn	Måste vara centrifugerat inom 1 h
P-	Kalium	Måste vara centrifugerat inom 2 h
P-	Kobalamin	Max 2 h efter provtagning
fS-	Kryoglobulin	Nej
S-	LD	Måste vara centrifugerat inom 2 h
P-	Orosomukoid	Max 4 h efter provtagning
P-	Prokalcitonin	Nej
U-	Sediment	Max 2 h efter provtagning
S-	Somatotropin (GH)	Nej
S-	Specifikt Ig E (allergi)	Max 4 h efter provtagning
B-	Takrolimus	Nej
U-	Testremsa	Max 2 h efter provtagning
P-	Urat	Nej