

## Förteckning ICD-dosor och elektroder

Gäller för: Medicinkliniken Växjö, Region Kronoberg

### Enkammardosor (SR)

Modell	Tillverkare	Fattning	Observanda
Chrome VR	Medtronic	DF-4	Används vid nyimplantation
<i>Evera MRI S VR DVMC3D1</i>	<i>Medtronic</i>	<i>DF-1</i>	<i>vid dosbyte om pat har ICD-elektrod med DF-1 fattning. MÅSTE BESTÄLLAS:</i>
Neutrino NxT VR CDVRA600Q	SJM/Abbot	DF-4	Används vid nyimplantation.
<i>Ellipse VR CD1377-36C</i>	<i>SJM/Abbot</i>	<i>DF-1</i>	<i>vid dosbyte om pat har ICD-elektrod med DF-1 fattning. MÅSTE BESTÄLLAS.</i>

### Tvåkammardosor (DR)

Modell	Tillverkare	Fattning		Observanda
		A	RV	
Chrome DR	Medtronic	IS-1	DF-4	Används vid nyimplantation
<i>Evera MRI S DR DDMC3D1</i>	<i>Medtronic</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-1</i>	<i>Används vid vid dosbyte om pat har ICD-elektrod m DF-1 fattning. MÅSTE BESTÄLLAS.</i>
Neutrino DR CDDRA600Q	SJM/Abbot	IS-1	DF-4	Används vid nyimplantation
<i>Ellipse DR CD2377-36C</i>	<i>SJM/Abbot</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-1</i>	<i>Används vid vid dosbyte om pat har ICD-elektrod m DF-1 fattning. MÅSTE BESTÄLLAS.</i>

## CRT-D-dosor

Modell	Tillverkare	Fattning			Observanda
		A	RV	LV	
Neutrino NxT HF CDHFA600Q	SJM/Abbot	IS-1	DF-4	IS-4	Används vid nyimplantation
Quadra Assura MP CD3371-40C	<i>SJM/Abbot</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-1</i>	<i>IS-4</i>	<i>Vid dosbye. BESTÄLLES.</i>
Unify Assura CD3361-40QC	<i>SJM/Abbot</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-4</i>	<i>IS-1</i>	<i>Vid dosbye. BESTÄLLES.</i>
Unify Assura CD3361-40C	<i>SJM/Abbot</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-1</i>	<i>IS-1</i>	<i>Vid dosbye. BESTÄLLES.</i>
Chrome CRT-D	Medtronic	IS-1	DF-4	IS-4	Används vid nyimplantation (Växjö) MÅSTE BESTÄLLAS
Compia CRT-D MRI Quad DTMC2QQ	Medtronic	IS-1	DF-4	IS-4	Används vid nyimplantation (Ljungby) MÅSTE BESTÄLLAS
<i>Compia CRT-D DTMC2D1</i>	<i>Medtronic</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-1</i>	<i>IS-1</i>	<i>Vid dosbye. BESTÄLLES.</i>
<i>Compia CRT-D DTMC2D4</i>	<i>Medtronic</i>	<i>IS-1</i>	<i>DF-4</i>	<i>IS-1</i>	<i>Vid dosbye. BESTÄLLES.</i>

## Elektroder Förmak

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Tendril STS 2088 TC	52 cm	SJM/Abbot	IS-1	Aktiv bipolär
Capsurefix 4076	52 cm	Medtronic	IS-1	Aktiv bipolär

## Elektroder ICD-elektrod (RV)

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Optisure LDA 210Q	58 cm / ( 65 cm )	SJM/Abbot	DF-4	Aktiv, enkelcoil
Sprint Quattro 6935M	62 cm	Medtronic	DF-4	Aktiv, enkelcoil

## Elektroder: Vänsterkammare

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Quartet 1458Q	86 cm	SJM/Abbot	IS-4	Fyrpolig till CRT-D
Performa S-shaped	88 cm	Medtronic	IS-4	Fyrpolig till CRT-P REPRESENTANT FRÅN MEDTRONIC FÅR TA MED SIG VÄNSTERKAMMARELEKTRODER

## Standardval vid nyimplantation (samtliga dessa system är MR-villkorade):

### Enkammars ICD:

1. Medtronic Chrome VR + Sprint Quattro 6935M
2. Abbot/SJM Ellipse VR + Optisure LDA 210Q

### Tvåkammars ICD:

1. Chrome DR + Capsurefix 4076 + Sprint Quattro 6935M
2. Abbot/SJM Ellipse DR + Tendril STS 52 cm+ Optisure LDA210Q

### CRT-D:

1. Neutrino NxT HF + Tendril STS 52 cm + Optisure LDA210Q+ Quartet 1458Q
2. Medtronic Chrome CRT-D + Capsurefix 4076 + Sprint Quattro 6935M +  
Performa S-shaped

Vid uppgradering/dosbyte välj i första hand samma fabrikat så systemet blir MR-villkorat.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**