

Rutin

Process: 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service

Område: Provtagning och diagnostik

Giltig fr.o.m: 2021-10-25

Giltig t.o.m: 2023-10-25

Faktaägare: Mohamad Salim, Biomedicinsk analytiker / Klinisk patologi och cytologi

Fastställd av: Sanda Beglerbegovic, Verksamhetschef / Klinisk patologi och cytologi

Revisions nr: 1

Identifierare: 247063



Provtagningsanvisning för liquid biopsy

Gäller för: Klinisk patologi och cytologi

Utförs på: Patologavdelningen

Faktaägare: Mohamad Salim Biomedicinsk analytiker / Klinisk patologi och cytologi

Plasma för mutationsanalys av KRAS, NRAS, BRAF och EGFR

2 x 10 ml blod i EDTA rör (rör med lila lock) för att kunna utföra samtliga analyser

Provet lämnas till patologavdelningen så fort som möjligt efter provtagning, *innan* klockan 14 vardagar.