

## Blizzard bag

**Gäller för:** Ambulansverksamhet

**Utförs på:** Ambulansverksamhet

**Faktaägare:** Jonas Nordlöf Sektionsledare Ambulansverksamheten

### Funktion

Vid **generell nedkylning** av en patient överväg att använda Blizzard Bag, speciellt vid risk för fortsatt nedkylning i utsatta miljöer. Annars isolera extremiteter med filter.

### Instruktion

Blizzard Heat värmefilt eller allmänt kallad *Blizzard bag* är en stor överlevnadsfilt med huva och öppningar fram och på sidorna med kardborre. Den fungerar i princip som en tunn sovsäck. Den kan användas med eller utan aktiv värme. Den kan användas vid olika typer av räddningsinsatser och används även av militären.

Den tas upp ur vacuumförpackningen, öppnas och läggs på marken. Sedan läggs en filt i botten, därefter placeras patienten ovanpå denna och därefter ytterligare en filt ovanpå patienten innan en eventuell aktiv värmekälla som en Ready Heat värmefilt appliceras. Låset stängs och sedan kan sidoöppningarna användas för att ta ut armarna för infart, blodprover eller kontroll av vitalparametrar.

Tänk på att Ready Heat-filten blir varm och kan orsaka brännskada i direkt kontakt med huden. Den går även att klippas till mindre format vid behov.

Se nedanstående instruktionsfilm för en utförligare beskrivning av användandet.

<https://youtu.be/NAoywEeRZEw>

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**