

## Provtagningsanvisning för mammillsekret

**Gäller för:** Klinisk patologi och cytologi

**Utförs på:** Cytologavdelningen

Ofta är det lämpligt med två eller fyra utstryksglas varav hälften lufttorkas och hälften spritfixeras, märk L för lufttorkat och S för spritfixerat.

Som alltid gäller vid spritfixering största skyndsamhet för undvikande av artefakter.

Rekommenderar att sekret tas innan ultraljudsundersökning för att förhindra gelkontamination på glas.