

Kuvöstransport Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Etablera tidig kontakt med neonatal vid kuvöstransporter för att få information om transporten. Fråga om syrgas och luftbehov.

Personal

Vid kuvöstransporter medföljer alltid personal från neonatal. Sjuksköterska och eller läkare från neonatal ansvarar för kuvörens funktion samt patienten. Neopersonal har tillgång till mobimedjournalen och skriver journal samt för in alla värden och givna läkemedel. De kan dock behöva hjälp med ambulansspecifika saker i journalen som de inte känner till ex.vis ”funktion”.

Ambulans:

WW Crafter boxambulans med stryker bårsystem ska användas vid alla kuvöstransporter. Se till att det finns fulla syrgasflaskor och eventuellt luft. Det finns plats för totalt 2x10 liter syrgas och 2x10 liter luft. Ingen annan modifiering av ambulansen behöver göras.

Kuvösen

Kuvösen är monterad på en adapter (neodeck) som sitter färdigmonterad på strykerbåren. Kuvöserna är placerade på neonatal och operation. All medicinteknisk utrustning som behövs är fäst på kuvösen. Inget får fästas i ambulansen.

Inverter:

Inverter måste vara manuellt påslagen när kuvösen kopplas in. Tryck i ordning enligt bild. Motorn på ambulansen bör vara igång vid inkoppling av elektrisk utrustning om den inte är kopplad till ström.



Giltig fr.o.m: 2019-03-20
Giltig t.o.m: 2024-05-14 00:00:00
Identifierare: 45204
Kuvöstransport Ambulansverksamheten



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare