

# Kontroll av fordon och utrustning Ambulansverksamheten

**Gäller för:** Ambulansverksamhet

**Utförs på:** Ambulansverksamhet

Som ett led i ambulansverksamhetens kvalitetsarbete ska alla ambulanser vara kontrollerade enligt riktlinje och det gäller fordon, utrustning samt läkemedel. Detta för att brister ska upptäckas i tid och förhindra att behandling fördröjs eller uteblir helt.

Daglig kontroll ska ske enligt av arbetsledningen fastställd checklista. Se nedan. Utökad veckokontroll av fordon ska göras varje fredag.

Besättningen ska så snart som möjligt vid arbetspassets början kontrollera ambulansen och dess utrustning enligt checklistor/innehållsförteckningar.

Vid fordonsbyte under pågående arbetspass ska ny kontroll göras.

## Signering av fordon

Efter kontroll ska en signatur bekräfta att kontrollen är utförd och av vem. Signering görs i avsedd databas.

Om brister upptäcks, antecknas dessa i databas.

Om personalbyte sker under pågående arbetspass gäller fortfarande signaturen från passets början.

Om fordon byts under arbetspasset ska signering göras av det nya fordonet.

## Låsning av fordon

Tjänstgörande personal på bilen ska ha var sin uppsättning bilnycklar.

Vid alla situationer där bilen lämnas utan uppsikt ska den låsas, detta gäller även vid akuta uppdrag.

Ambulanserna ska vara låsta vid uppställning i ambulanshall och garage.

## Daglig kontroll sjukhytt

Mobimed	Funktionstest mobimed - mätenhet/ Omstart/ Kontroll ID
Akutväska	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest / Läkemedelskontroll
HLR-väska/Barnväska/ Förbandsväska	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest
Defibrillator	Kontrollera batteri/ Överensstämmer med innehållsförteckning
Syrgasväska	Överensstämmer med innehållsförteckning / Bärbar syrgastub bytes vid rödmarkering
Infusionsvärmare	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest
Fast installation Syrgastuber/Sug	Funktionstest – Fast syrgastub byts vid tom tub
LUCAS	Kontrollera batteri/ Överensstämmer med innehållsförteckning
Rörelsebegränsningsutrustning	Överensstämmer med innehållsförteckning
Hygienåtgärder	Handsprit / Överensstämmer med innehållsförteckning
Bår/Bärstol/Förflyttningshjälpmedel	Överensstämmer med innehållsförteckning / Funktionstest
Strömförsörjning/ Inverter/ Underhållsladdning	Funktionstest

## Daglig kontroll fordon

Belysning Däck Olja/ Kylarvätska/ Spolarvätska Bromsar	Kontroll / funktionstest Okulär kontroll. Mönsterdjup, lufttryck. Kontroll, fyll på vid behov. OBS! olja enligt display. Funktionskontroll av parkeringsbroms samt färdbroms.
Styrning	Kontroll av styrservo. Starta motor, sväng ett varv åt vardera håll. Ska kännas lätt och jämnt.
Bälten	Kontroll/funktionstest samtliga bilbälten, även bårens.
Larmutrustning	Funktionstest blåljus samt sirén
Övrigt fordon	Bränslenivå/ Ficklampa/ Bälteskniv/ Block pennor
MIMMS-väska/Västar/Hjälmar	Överensstämmer med innehållsförteckning
PS-checklista/FSP checklista/GUL- rapport	Överensstämmer med innehållsförteckning
Telefoner	Funktionstest
Fordonsdator/Pandora	Funktionstest
Kartor/Nycklar/Kamera/Bränslekort	Överensstämmer med innehållsförteckning
RAKEL	Funktionstest/ Kontroll av rätt talgrupp
VIS-dator	Funktionstest



## Utökad veckokontroll fordon, fredagar.

<b>Belysning</b>	Kontroll / Funktionstest som daglig kontroll
<b>Däck</b>	Kontrollera mönsterdjup. Ambulanser med 3,5 ton totalvikt: minst 3,0 mm sommardäck och minst 4,0 mm vinterdäck. Ambulanser över 3,5 ton totalvikt: minst 3,0 mm sommardäck och minst 5,0 mm vinterdäck. Kontrollera däcktrycket enligt angivet bar på skärmkant. Justera vid behov. Större avvikelse än 0,5 bar rapportera i KUF. Vid misstanke om läckage, byt fordon alternativt direkt till däckverkstad för åtgärd.
<b>Olja</b>	Gå aktivt in fordonsdatorn och kontrollera oljemängd i motorn. Fyll på enligt anvisning vid behov.
<b>Kylarvätska/ Spolarvätska</b>	Kontroll/funktionstest som daglig kontroll
<b>Bromsar</b>	Kontroll/funktionstest som daglig kontroll
<b>Styrning</b>	Kontroll/funktionstest som daglig kontroll
<b>Bälten</b>	Kontroll/funktionstest som daglig kontroll
<b>Vindruta / torkarblad</b>	Kontroll/anmäl i KUF vid bristande funktion
<b>Larmutrustning</b>	Funktionstest
<b>Övrigt fordon</b>	Bränslenivå/ Ficklampa/ Bälteskniv/ Block pennor
<b>MIMMS-väska/Västar/Hjälmar</b>	Överensstämmer med innehållsförteckning
<b>PS-checklista/FSP checklista/GUL-rapport</b>	Överensstämmer med innehållsförteckning
<b>Telefoner</b>	Funktionstest
<b>Fordonsdator/Pandora</b>	Funktionstest
<b>Kartor/Nycklar/Kamera/Bränslekort</b>	Överensstämmer med innehållsförteckning
<b>RAKEL</b>	Funktionstest/ Kontroll av rätt talgrupp
<b>VIS-dator</b>	Funktionstest

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare