

Gastrostomiport, skötsel av kopplingslang vid matning med spruta alternativt matningspump

Gäller för ineliggande patienter på avdelning 11. För patienter i hemvård gäller kommunens riktlinjer.

- Kopplingslangarna är patientbundna och kan då användas flera gånger. Slangarna ska maskindiskas efter varje användning. Går bra både utan och med diskmedel.
- Kopplingslangen ska spolas igenom med kallt vatten direkt efter användning. Använd en 20 ml spruta.
- Slangen diskas därefter i diskmaskin med genomspolning. Sådan diskmaskin finns i sköljen på avdelning 11 och barnakuten. Fäst kopplingslangarna på de minsta genomspolningsfästena längst in uppe i diskmaskinen, max tre åt gången.
- Efter rengöring kan slangarna blåsas torra med till exempel en ren spruta. Slangarna ska förvaras torrt och luftigt i rumstemperatur. De skall inte förvaras i kylskåp på grund av fukten.

Se även Lokala anvisningar, rubrik Nutrition/Enteral nutrition och vårdhygieniska aspekter.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare