

Förteckning pacemakerdosor och elektroder

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Pacemaker

OBSERVERA:

- Om patienten har Osypkaelektroder ska SJM-dosa väljas!
- Om befintlig elektrod behöver justeras finns det bl.a. olika styket kit till olika elektroder. Därför måste det beställas inför operationen. Remitterande läkare måste kontakta pacemakermottagningen för leverans i tid.
- Vid dosbyte- kontrollera fattning för befintliga elektroder innan val av dosa. Observera att CRT kan behöva förprogrammeras
- Välj aktiva (skruvelektroder) i första hand, passiv i kammaren kan övervägas om äldre och tunt myocard.

Enkammardosor (SR)

Modell	Tillverkare	Fattning	Observanda
Assurity MRI SR PM1272	SJM/Abbot	IS-1	Trådlös

Tvåkammardosor (DR)

Modell	Tillverkare	Fattning		Observanda
		A	RV	
ASTRA XT DR MRI	Medtronic	IS-1	IS-1	MVP-funktion
Assurity MRI DR PM2272	SJM/Abbot	IS-1	IS-1	Trådlös

CRT-dosor

Modell	Tillverkare	Fattning			Observanda
		A	RV	LV	
Allure PM 3222	SJM/Abbot	IS-1	IS-1	IS-1	Trådlös
Quadra Allure MP PM 3562	SJM/Abbot	IS-1	IS-1	IS-4	Trådlös

Elektroder

Förmak

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Capsurefix, 4076	52 cm	Medtronic	IS-1	Aktiv bipolär
Tendril STS 2088TC	52 cm	SJM/Abbot	IS-1	Aktiv bipolär

Högerkammare

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Capsurefix 4076	58 cm	Medtronic	IS-1	Aktiv bipolär
CapSureSenseMRI SureScan 4074	58 cm	Medtronic	IS-1	Passiv (äldre, tunt myocard)
Tendril STS 2088TC	58 cm	SJM/Abbot	IS-1	Aktiv

Vänsterkammare

Modell	Längd	Tillverkare	Fattning	Observanda
Quickflex μ 1258T	86 cm	SJM/Abbot	IS-1	Bipolär till CRT-P Ej MR-kompatibel
Quartet 1458Q	75/86 cm	SJM/Abbot	IS-4	Fyrpolig till CRT-P

Standardval vid nyimplantation:

(Alla nedanstående system är MR-kompatibla helkropp)

- **Enkammare (SR):** SJM/Abbot
- **Tvåkammare(DR):**
 SSS: Medtronic ASTRA XT pga MVP-funktion
 AV-block: SJM/Abbot Assurity DR

VVI :

Assurity MRI SR+ Tendril STS 58 cm

DDD:

ASTRA XT DR MRI + Capsurefix 4076 52 cm + Capsurefix 4076 58 cm
 Assurity MRI DR+ Tendril STS 52 cm+ Tendril STS 58 cm

CRT-P:

Quadra Allure MP PM 3532 + Tendril STS 52 cm+ Tendril STS 58cm+ Quartet
 1458Q

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.