

## Rekommenderad akututrustning på vårdavdelning - Ljungby lasarett

**Gäller för:** Lasarettet Ljungby

**Faktaägare:** Cecilia Rydh sjuksköterska Medicinkliniken Ljungby

### Låda 1: Läkemedel för Vårdavdelningar

Inj Adrenalin (vid hjärtstopp)	0,1 mg/ml	10 ml	2 ampuller
Inj Adrenalin (vid anafylaxi)	1 mg/ml	1 ml	2 amp
Inj Atropin	0,5 mg/ml	1 ml	2 amp
Inj Betapred	4 mg/ml	1 ml	2 amp
Inj Stesolid N	5 mg/ml	2 ml	1 amp
Inj Glukos	300 mg/ml	10 ml	2 amp
Inj NaCl. BD Saline	9 mg/ml	5ml eller 10 ml	3 st
Sprutor	10 ml, 5ml, 3ml, 1ml		3 av vardera
Uppdragningskanyler			12 st
Kanyler för i.m, s.c	Korta och långa gröna + grå		2 av vardera

### Låda 2: Fri venväg

Infartkanyler	0,9 1,1 1,3	2 st av varje
Stasband		1 st
Spritsuddar alternativt Klorhexidinsprit		
Kanylproppar		4 st
Tejp		1 st
Tegaderm		3 st

Trevägskran		2 st
Ficklampa		1 st
Sax		1 st

**Låda 3: Fri Luftväg**

Nasopharyngealtub, Rüsç engångs	Nr 26, 28, 30	1 st av varje
Svalgtubs-set i box		1 st
Andningsmask, pocketmodell med syrgasnippel	Förpackad i en plastpåse inklusive syrgasslang	1 st
Andningsballong (Ambu) engångs, vuxen	Inklusive syrgasslang	1 st
Ventilationsmask till andningsballong, engångs	Strl. 1*, 2, 3, 4	1 st av varje
Syrgasmask med reservoar (hög konc.mask)		1 st

**Låda 4:**

Blodtrycksmanschett		1 st
Stetoskop		1 st
Inf Ringer Acetat	1000ml	1 påse
Infusionsaggregat		1 st

**I behållare vid sidan om vagnen:**

Sugkatetrar	Nr 8*, 18 (25+53cm)	2 st av varje
-------------	---------------------	---------------

Giltig fr.o.m: 2021-02-17

Giltig t.o.m: 2023-02-17

Identifierare: 213631

Rekommenderad akututrustning på vårdavdelning - Ljungby lasarett



Hjärtbräda

Mobil syrgas/sugutrustning

- Syrgastub 2,5 l, med flödesmätare och syrgasslang
- Sug, syrgasdriven (alternativt elektrisk eller manuell)

*\* för de avdelningar/mottagningar där även barn vårdas*

*Regelbunden kontroll av funktion (syrgas/sug) och av utgångsdatum (fabrikssterilt material) är nödvändig.*

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**