

**Rutin****Process:** 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service**Område:** Provtagning och diagnostik**Giltig fr.o.m:** 2018-04-17**Giltig t.o.m:** 2020-04-20**Faktaägare:** Helen Alvarsson, Laboratoriebiträde / Klinisk patologi och cytologi**Fastställd av:** Sanda Beglerbegovic, Verksamhetschef / Klinisk patologi och cytologi**Revisions nr:** 2**Identifierare:** 44321

## Likvor

**Gäller för:** Klinisk patologi och cytologi

**Utförs på:** Cytologavdelningen

Minst 2 ml likvor önskas men gärna något mer.

Ingen tillsats av fixeringsmedel.

Cellbilden i likvor är känslig för osmotisk påverkan som kan störa bedömningen. Snabb transport direkt efter tappning till cytologlaboratoriet är därför viktig.

Med hänsyn till laboratoriets rutiner ska provet lämnas senast kl. 15.00. Provtagning under helg är olämpligt.