

Lymfkörtlar med lymfommisstanke

Gäller för: Klinisk patologi och cytologi

Utförs på: Patologavdelningen

Observera att lymfkörtlar är mycket känsliga för traumatisering varför stor varsamhet vid ingreppet är viktigt. En hel lymfkörtel med närmast angränsande fettväv excideras. Px skall undvikas, om detta ändå är nödvändigt bör så stor bit som möjligt tagas. Om multipla lymfkörtelstationer är engagerade ska provtagning från ljumske undvikas eftersom morfologin här ofta är sämre bedömbär.

Körteln sändes omedelbart i färskt tillstånd till patologavdelningen, ta kontakt telefonledes med laboratoriet innan.

Många gånger kan det för immunologisk undersökning vara önskvärt med flödescytometri eller cytospinpreparationer. Detta görs på färskt material. Då kan körtel punkteras och utbytet försiktigt blandas med ett par ml fysiologisk koksalt varefter vi önskar denna cellsuspension så snart som möjligt och åtminstone samma dag till laboratoriet (undvik fredagar). Innan sådan undersökning görs rekommenderas telefonkontakt med på patologlab ansvarig läkare.