

## Ventrikel

**Gäller för:** Klinisk patologi och cytologi

**Utförs på:** Patologavdelningen

Preparatet bör om möjligt uppklippas utefter majorsidan. Därefter uppspännes det på en korkskiva med hjälp av nålar, resektionsränder proximalt och distalt sträcker ut så att radikalitetsbestämningen blir tillförlitlig. Serosaytan skall vara vänd mot korkskivan och slemhinneytan vänd nedåt i formaldehydburken. Abnormiteter som påträffas anges i anamnesen.

