














## Rör och övriga provtagningskärl

I [Analyssortimentet](#) finns uppgifter om vilket provtagningsrör som skall användas för respektive analys. Kontrollera utgångsdatum på rören! För märkning och placering av etiketter, se [Instruktioner för etiketter, Cosmic](#).






### Rör för venprov

Benämning	Rör-storlek	Fyllnads volym	Tillsats	Best nr Rain-dance	Foto
Citratrör, koagulation (ljusblå kork)	5 mL	2,7 mL	Natriumcitrat (0,109 M)	16884	
Serumrör (röd kork)	5 mL	2 mL	Koagulations-aktivator	12790	
Serumrör (röd kork)	7 mL	6 mL	Koagulations-aktivator	12805	
Serumrör med gel (guldgul kork)	5 mL	3,5 mL	Koagulations-aktivator + gel	12795	
Spårmetallrör, Serumrör utan tillsats (vit kork, svart ring)	7 mL	6 mL	Utan tillsats	18306	
Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork)	5 mL	3 mL	Litiumheparin + gel	12797	
Li-heparinrör (grön kork)	5 mL	4 mL	Litiumheparin	12789	
Na-heparinrör (blå kork)	5 mL	4 mL	Natrium-heparin	19951	
EDTA-rör (lila kork)	5mL	3 mL	K2 EDTA	12786	
EDTA-rör (lila kork)	7 mL	6 mL	K2 EDTA	12801	
Plasmapreparationsrör PPT-rör (pärlemor kork)	7 mL	5 mL	K2 EDTA + gel	16523	
SR-rör (svart kork) <i>Endast för lokal analys</i>	6 mL	5,2 mL	Natriumcitrat (0,105 M)	12802	
Glukosrör, FC-mix (rosa kork, svart ring)	5 mL	3 mL	Fluoridcitrat blandning	19001	





## Rör för kapillärprov (mikrorör)

Flera av våra analyser kan utföras på kapillärblod.




Kapillärprovtagning bör endast utföras av speciellt utbildad personal.

Benämning	Fylls till	Tillsats	Best nr Rairdance	Foto
Serumrör (röd kork)	250 - 500 µL	Utan tillsats	17128	
Serumrör med gel (guldgul kork)	400 - 600 µL	Koagulations- aktivator + gel	12771	
Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork)	400 - 600 µL	Litiumheparin + gel	12774	
Rörförlängare			16576	
EDTA-rör (lila kork)	250 - 500 µL	K2 EDTA	12772	







## Rör för urinprov





Benämning	Rör- storlek	Fyllnads volym	Tillsats	Best nr Rairdance	Foto
Urinrör, vakuum (beige kork)	7 mL	6 mL	Utan tillsats	18414	
<b>Benämning i Analyssortimentet</b>	<b>Benämning vid beställning</b>				
	Överföringsstrå till urinrör			18415	
Plaströr 10 mL	Rör centrifug plast 17x110mm konisk botten			12765	
Propp till plaströr	Propp plast till centrifugrör D 17 mm			12714	

## Blodgassprutor

Benämning	Best nr Rairdance	Foto
Spruta blodgas 3 mL med kanyl och stickskydd	18176	
Spruta blodgas 3 mL utan kanyl	12089	
Spruta blodgas 1 mL utan kanyl	12090	

## Övriga provtagnings- och förvaringskärl

Benämning i Analyssortimentet	Benämning vid beställning	Best nr Rairdance	Foto
Plaströr 10 mL	Rör centrifug plast 17x110mm konisk botten	12765	
Propp till plaströr	Propp plast till centrifugrör D 17 mm	12714	
Plaströr 13x75 mm	Rör plast 13x75 mm, propp 17919 passar	15759	 <i>Volym: 5 mL</i>
Propp till plaströr 13x75 mm	Propp plast D 13 mm	17919	
F-Hb (Analyz), provbehållare	Reagens Immunologisk F-Hb, provtuber	17906	
F-Hb (Analyz), test	Reagens Immunologisk F-Hb, testkassett	17905	

Benämning i Analyssortimentet	Benämning vid beställning	Best nr Raindance	Foto
Plastflaska	Plastflaska 3000 mL med skruvlock	12696	 <i>Volym: 3 L</i>
Plastflaska med saltsyra, frätande!	Plastflaska med önskad mängd saltsyra	Klin kem lab	 <i>Volym: 3 L</i>
Urinburk	Urinbägare med lock, steril insida 120 mL	19448	
Plastburk	Plastburk för spermaprov	Klin kem lab <i>(endast Växjö)</i>	 <i>Volym: 50 mL</i>
Faecesrör med sked	Faecesrör med transporthylsa	12775	