














Rör och övriga provtagningskärl

I [Analyssortimentet](#) finns uppgifter om vilket provtagningsrör som skall användas för respektive analys. Kontrollera utgångsdatum på rören! För märkning och placering av etiketter, se [Instruktioner för etiketter, Cosmic](#).






Rör för venprov

Benämning	Rör-storlek	Fyllnads volym	Tillsats	Best nr eBuilder	Foto
Citratrör, koagulation (ljusblå kork)	5 mL	2,7 mL	Natriumcitrat (0,109 M)	16884	
Serumrör (röd kork)	5 mL	3 mL	Koagulations-aktivator	12790	
Serumrör (röd kork)	7 mL	6 mL	Koagulations-aktivator	12805	
Serumrör med gel (guldgul kork)	5 mL	3,5 mL	Koagulations-aktivator + gel	12795	
Spårmetallrör, Serumrör utan tillsats (vit kork, svart ring)	7 mL	6 mL	Utan tillsats	18306	
Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork)	5 mL	3 mL	Litiumheparin + gel	12797	
Li-heparinrör (grön kork)	5 mL	4 mL	Litiumheparin	12789	
Na-heparinrör (blå kork)	5 mL	4 mL	Natriumheparin	19951	
EDTA-rör (lila kork)	5mL	3 mL	K2 EDTA	12786	
EDTA-rör (lila kork)	7 mL	6 mL	K2 EDTA	12801	
Plasmapreparationsrör PPT-rör (pärlemor kork)	7 mL	5 mL	K2 EDTA + gel	16523	
SR-rör (svart kork) <i>Endast för lokal analys</i>	6 mL	5,2 mL	Natriumcitrat (0,105 M)	12802	
Glukosrör, FC-mix (rosa kork, svart ring)	5 mL	3 mL	Fluorid-citrat blandning	19001	



Rör för kapillärprov (mikrorör)

Flera av våra analyser kan utföras på kapillärblod.












Kapillärprovtagning bör endast utföras av speciellt utbildad personal.

Benämning	Fylls till	Tillsats	Best nr eBuilder	Foto
Serumrör (röd kork)	250 - 500 µL	Utan tillsats	17128	
Serumrör med gel (guldgul kork)	400 - 600 µL	Koagulations- aktivator + gel	12771	
Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork)	400 - 600 µL	Litiumheparin + gel	12774	
Rörförlängare			16576	
EDTA-rör (lila kork)	250 - 500 µL	K2 EDTA	12772	

Rör för urinprov

Benämning	Rör- storlek	Fyllnads- volym	Tillsats	Artikel nr Material- depån	Foto
Rör centrifug plast 17x110mm konisk botten	10 mL		Ingen	12765	
Urinrör, vakuum (beige kork)	7 mL	6 mL	Utan tillsats	Artikelnr 18414	

Övriga provtagnings- och förvaringskärl

Benämning i Analyssortimentet	Benämning vid beställning	Artikel nr Materialdepån	Foto
	Överföringsstrå till urinrör	18415	
Plaströr 10 mL	Rör centrifug plast 17x110mm konisk botten	12765	
Propp till plaströr	Propp plast till centrifugrör D 17 mm	12714	
Ellermanrör	Rör plast 13x75 mm, propp 17919 passar	15759	 Volym: 5 mL
Propp till Ellermanrör	Propp plast D 13 mm	17919	
F-Hb (Analyz), provbehållare	Reagens Immunologisk F-Hb, provbehållare	17906	
F-Hb (Analyz), test	Reagens Immunologisk F-Hb, test	17905	
Plastflaska	Plastflaska 3000 mL med skruvlock	12696	 Volym: 3 L
Plastflaska med saltsyra, frätande!	Plastflaska med önskad mängd saltsyra	Klin kem lab	 Volym: 3 L
Urinburk	Urinbägare med lock, steril insida	19448	
Plastburk	Plastburk för spermprov	Klin kem lab (endast Växjö)	 Volym: 50 mL
Faecesrör mes sked	Rör plast med plan botten (Faecesrör med sked och transporthylsa)	12775	