

Recirkulationsprov Hemodialys

Indikation: Misstanke om dåliga dialyser.

I första hand tas recirkulationsprov med hjälp av **Transonicmätare**, men föreligger önskemål om att utföra det manuellt med blodprovstagning kan detta genomföras enligt nedan.

Provtagning: S-kreatinin tas från

- A. Ej fistelarm
- B. Före filter-artär
- C. Efter filter-ven

Beställ med tre olika provtagningsunderlag. Signera med tre olika klockslag för att alla prover ska synas i Cosmic.

Skriv ut provtagningsunderlagen och markera på dem var respektive prov är taget.

Provet kan tas när som helst under pågående dialysbehandling, men ultrafiltrationen måste vara avstängd. Blodflödet ska vara det som patienten normalt körs på.

Uträkning: $(A-B) / (A-C) = ? \times 100 = \text{recirkulation i \%}$

Resultat: Recirkulationen bör inte överstiga 10%.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.