

Flera samtidigta patienter i Mobimed Ambulansverksamheten


Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Det är möjligt att dokumentera flera patienter samtidigt i mobimed. Dock är det då inte möjligt att monitorera någon av dessa pga risk för att vitaldata hamnar på fel patient.

(OBS. Hela denna instruktion gäller företädelsevis lättvårdsambulans där man ju får ett nytt uppdrag för varje patient)

För att öppna flera patienter.

- Logga in i Patientenheten (då kommer du automatiskt att äga samtliga öppnade journaler)
- Öppna den första som vanligt.
- Klicka på  så att du når förstasidan och ta nästa uppdrag och nästa osv. Gör detta innan du gått in i monitorläge på någon av journalerna (det går då inte att öppna fler).
- När samtliga uppdrag har en journal kan du ha alla igång samtidigt såvida ingen av patienterna behöver vara uppkopplad. Då kan man endast ha en journal aktiv. Signera dem en efter en då respektive ärende är avslutat.
- Om du har flera journaler aktiva och väljer monitorläge får du upp denna dialogruta



Monitor

Alla andra öppna journaler kommer nu att stängas



Se då till att du har den patientjournal aktiv som ska använda monitoreringen

- Om du var tvungen att stänga journaler pga att annan patient varit uppkopplad till monitoreringen kan du åter hämta upp de osignerade och avsluta dem direkt i patientenheten. Från startsidan, Välj "Öppna patient" / "Redigera" eller "Fortsätt"

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare