

## Prolaktin - serieprovtagning

### 1 Bakgrund

All typ av stress ger förhöjda nivåer av P-prolaktin. Vid förhöjda värden av P-prolaktin så kan det därför vara av vikt att utesluta stresspåverkan genom analys av prolaktin taget i serie. En så lugn provtagningssituation som möjligt ska eftersträvas.

### 2 Provtagning

Starta provtagningen med att etablera en intravenös infart efter lokalbedövning. Ta första provet i samband med nålsättning och därefter provtagning enligt nedan. Det är viktigt att sista provet blir taget då patienten är helt lugn.

**Om patienten fortfarande är orolig vid provtagning efter 90-minuter så bör provtagningen förlängas med ytterligare 30 minuter till patienten är lugn vid provtagningstillfället.**

Under testet kan patienten äta och dricka som vanligt.

Tid	0	40	90	120 minuter
Prolaktin	X	X	X	X

### 3 Bedömning

Tolkning av erhållna resultat sker i samarbete med barnendokrinolog.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**